

INNOVATIVE LÖSUNGEN DER ORTHO-TEAM GRUPPE

FORTSCHRITT

2017 1

Schmerzreduktion

**KNIEARTHROSE-
KOMPETENZ** S. 4/5

Aktivierung

**BEWEGT DANK
INNOWALK** S. 8/9

EDITORIAL GEMEINSAM MEHR BEWEGEN

Geschätzte Leserinnen und Leser

Herzlichkeit Hand in Hand mit technologischer Innovation: Das ist es, worauf wir bei ORTHO-TEAM seit 1991 setzen. Durch die Verbindung von persönlicher Beratung mit modernster Technologie schaffen wir für unsere Kundinnen und Kunden den grösstmöglichen Nutzen und bewegen gemeinsam mit ihnen mehr. Jüngstes Beispiel ist der vermehrte Einsatz der 3-D-Drucktechnologie zur Orthesenherstellung.

Innovation ist denn auch das Stichwort der diesjährigen FORTSCHRITT-Ausgabe. Das H200-System von Bioness revolutioniert die Handrehabilitation, Innowalk bewegt mit ausgeklügelter Technik Menschen mit eingeschränkter Mobilität, MT1S-Orthesen merzen in leichtestmöglicher Ausführung Abstoss- und Abrollschwierigkeiten aus und für die Behandlung von Arthrose sind die fortschrittlichen Optionen so mannigfaltig wie die dazugehörigen Diagnosen.

Eine Fülle an zukunftsweisenden Hilfsmitteln, die nach entsprechender Infrastruktur verlangt. Wir freuen uns deshalb sehr, nach dem Neuausbau und dem Umzug auch in Winterthur mit modernster Ausstattung für Sie und Ihre Patienten da zu sein.

Auf eine inspirierende Lektüre.



Adrian Bosshard

ORTHO-TEAM AG
Effingerstrasse 37
CH-3008 Bern
T. 031 388 89 89
F. 031 382 34 81
info@ortho-team.ch

Team Bern



Hansjürg Aebi
Geschäftsleitung



Adrian Bosshard
Geschäftsleitung



Marc Moser
Geschäftsleitung



Andreas Reinhard
Geschäftsleitung

Unser Credo:
im Zusammenspiel
von Mensch und
Technologie mehr
bewegen.

Inhaltsverzeichnis

- 2 Editorial
- 4 Kniearthrose
- 6 Knickfuss-Orthese
- 8 Innowalk
- 10 Bioness-Hand
- 12 News

ORTHO TEAM
WIR BEWEGEN MEHR

KNIE- ARTHROSE- KOMPETENZ

Ganz gleich, welche Form der Kniearthrose es zu behandeln gilt – wir haben das passende Hilfsmittel zur Hand. In einigen Fällen lassen sich Schmerzen im Knie bereits mit wahlweise innen- oder aussenranderrhöhten Einlagen lindern. Andernorts setzen wir auf individuell angepasste Orthesen. Diese Orthesen unterstützen Ihre Patientinnen und Patienten sowohl in der nichtoperativen Schmerzlinderung als auch in der postoperativen Therapie.



Laserlotvergleich:
Aussenrotation des Knies mit
Orthese (oben) und ohne
Orthese (unten).
Der grüne Punkt markiert die
Kniescheibe.



Einlage mit Erhöhung

PACKAGE 1 LEICHTE GONARTHROSE

Einlage mit medialer
oder lateraler Erhöhung

Eruieren der Fehlbelastung
mit Ganganalyse
und Laserlotvergleich



Unloader FIT

PACKAGE 2 MODERATE GONARTHROSE

Unloader FIT, zur Alltags-
und Sportunterstützung

Eruieren der Fehlbelastung
mit Laserlotvergleich



Unloader One

PACKAGE 3 SCHWERE GONARTHROSE

Unloader One, bei Bedarf
Ausleihe für Test

Eruieren der Fehlbelastung
mit Laserlotvergleich



Unloader Rebound Cartilage

Silver Brace OA

PACKAGE 4 POSTOPERATIV

Unloader Reboundcartilage oder
Silver Brace OA

Nach Meniskusnaht-,
Seitenband- oder
Knorpeloperation

MT1S-ORTHESE GLANZSTÜCK IN KARBON

Mit der MT1S-Orthese bieten wir eine innovative Orthesenversorgung für Patientinnen und Patienten mit neurologischen Krankheitsbildern an. Eine sehr dynamische Orthese, die den Fuß richtig positioniert und über eine spezielle Karbonspange in seiner Abrollung unterstützt. So stellt sie den Kraftabschluss im Ballenbereich wieder her und reaktiviert zudem den für das Abstoßen im ersten Strahl verantwortlichen langen Wadenbeinmuskel.

Mögliche Einsatzgebiete sind Cerebralparese bei Kindern sowie eine Tibialis-posterior-Insuffizienz bei Erwachsenen. Betroffene profitieren doppelt: Einerseits korrigiert die MT1S-Orthese Fehlstellungen, andererseits lindert sie Schmerzen. Dabei ist sie so filigran und leicht, dass sie in Schuhen getragen werden kann. Ohne Kontrakturen ist die knöchelhohe Ausführung ausreichend, bei beginnenden Kontrakturen oder starken Fehlstellungen wird die Unterschenkelhohe Variante empfohlen.

In jedem Fall handelt es sich bei der MT1S-Orthese um eine Massanfertigung.



Leichtfüßiger
durch den Alltag
dank innovativer
und ultraleichter
Orthese.

*Knickfuss-Orthese für Kinder
und Erwachsene*

BEWEGT DANK INNOWALK

Schenken Sie Ihren Patientinnen und Patienten Bewegung: Mit dem einzigartigen motorisierten Trainings- und Rehabilitationsgerät Innowalk profitieren Menschen mit eingeschränkter Mobilität von regelmäßiger Bewegung in aufrechter Position, unter Vollbelastung. Eingesetzt wird es unter anderem bei Kindern und Erwachsenen mit Cerebralparese sowie MS und anderen Muskelerkrankungen und Syndromen.

Die positiven Auswirkungen sind mannigfaltig: Atmung, Verdauung und Blutkreislauf werden angeregt und verbessert, die Muskeln gestärkt. Zudem fördert die stete, maximal gestreckte Bewegung die Beweglichkeit der Gelenke und geht mit einer reaktiven Stabilität des Rumpfes einher. Ein Zusammenspiel, das zu einer merklichen Steigerung der Ausdauer und des allgemeinen Wohlbefindens des Patienten führt.

Eine selbstständige Steh- oder Gehfähigkeit ist aufgrund der geführten Schrittbewegung und der maximalen Gewichtsübernahme durch das Gerät nicht erforderlich. Aus eigener Erfahrung können wir Ihnen versichern: einmal Innowalk, immer Innowalk.



Profigerät für Institutionen –
individuell einstellbar



Ein einzigartiges
motorisiertes
Rehabilitations-
gerät für zu Hause
oder Kliniken.



KRAFTPAKET BIONESS H200 EFFIZIENTE IMPULSE

Ob Schuhe binden oder Flaschen öffnen: Bei neurologischen Störungen sind es mitunter die alltäglichsten Handgriffe, mit denen Ihre Patientinnen und Patienten zu kämpfen haben. Hier setzt das H200-System von Bioness an, eine fortschrittliche, funktionelle Elektrostimulation, die wir neu auch für die Handrehabilitation anbieten.

Die entsprechenden Geräte unterstützen das Handgelenk in einer aktiven Position und stimulieren mit gezielten Impulsen sowohl Nerven als auch Muskulatur. Damit ermöglichen sie Streck-, Greif- und Drückbewegungen und beugen gleichzeitig schmerzhaften Kontrakturen vor.

Kundenspezifische Stimulationsprogramme fördern zudem das langfristige Muskeltraining. So gehen Funktionsverbesserung und Muskelaufbau wortwörtlich Hand in Hand. Für Therapien nach Schlaganfällen, Rückenmarksverletzungen, Schädelhirntraumata und anderen neurologischen Problemen ist das H200-System in unseren Geschäften deshalb erste Wahl.



Mehr Kraft und
Handhabe dank
gezielten elektri-
schen Impulsen.



*Bioness H200 in Therapie
und Alltag*

NEWS

Dank 3-D-Druck in eine gipsfreie und ökologische Orthosenzukunft.



Werden Sie Fan vom Ortho-Team
www.facebook.com/ortho-team

Mit dem Einsatz der 3-D-Drucktechnologie brechen in der Orthopädietechnik ebenso zeitsparende wie umweltfreundliche Zeiten an. Erste Versuche zur Herstellung von Kopf- und Rumpforthesen für Säuglinge und Kinder liefern vielversprechende Resultate. Wir freuen uns auf mehr.

BERN

ORTHO-TEAM AG
Effingerstrasse 37
CH-3008 Bern
T. 031 388 89 89

THUN

ORTHO-TEAM AG
Marktgasse 17
CH-3600 Thun
T. 033 222 30 55

BIEL

ORTHO-TEAM Mattle AG
Kloosweg 22
CH-2502 Biel/Bienne
T. 032 624 11 55

ZÜRICH

ORTHO-TEAM Dynamic AG
Bühlstrasse 1 (ab Aug. 2017)
CH-8125 Zollikerberg
Filiale: Forchstrasse 313
8008 Zürich
T. 044 422 46 22

BERN WANKDORF

SWISS SPORTCLINIC
Sempachstrasse 22
CH-3014 Bern
T. 031 332 66 77

INTERLAKEN

In der DROPA Drogerie
Bahnhofstrasse 25
CH-3800 Unterseen
T. 033 826 40 48

LUZERN ORTHO

GELBART AG
Habsburgerstrasse 26
CH-6003 Luzern
T. 041 210 86 83

SCHAFFHAUSEN

ORTHO-TEAM Partner AG
Vorstadt 67
CH-8200 Schaffhausen
T. 052 625 21 12

HERZOGENBUCHSEE

In der DROPA Drogerie
Bernstrasse 39
CH-3360 Herzogenbuchsee
T. 062 961 91 33

BASEL

ORTHO-TEAM Bühler AG
Dufourstrasse 11
CH-4052 Basel
T. 061 691 62 70

LUZERN REHA

GELBART AG
Tribtschenstrasse 64
CH-6005 Luzern
T. 041 367 70 17

WINTERTHUR

ORTHO-TEAM Partner AG
Neuwiesenstrasse 69
CH-8400 Winterthur
T. 052 209 01 90

OBERBURG

ORTHO-TEAM AG
Schwandgasse 11
CH-3414 Oberburg
T. 031 388 89 89

SOLOTHURN

ORTHO-TEAM Mattle AG
Dornacherplatz 7
CH-4500 Solothurn
T. 032 624 11 55

ADLISWIL REHA

GELBART AG
Albisstrasse 33
CH-8134 Adliswil
T. 044 771 29 92

ST. GALLEN

ORTHO-TEAM Activ AG
Rosenbergstrasse 16
CH-9000 St. Gallen
T. 071 222 63 44