

GEPARD

Der Mobilex Rollator «Gepard» hat einen Rahmen aus **Kohlefaser** und weiteren Teilen aus Aluminium. Er hat ein Kreuzgelenk zum Zusammenfallen. Insgesamt ist die Struktur sehr leicht, bietet aber eine hohe Stabilität gekoppelt mit einer extremen Leichtgängigkeit.

Die Schiebegriffe lassen sich in der Höhe an die Grösse des Benutzers anpassen. Der Rollator hat einen textilen Sitz um dem Benutzer ein bequemes sitzen zu ermöglichen. Ein Rückengurt ist als Zubehör erhältlich. Die abnehmbare Tragetasche lässt sich auch als bequeme Einkaufstasche verwenden. Die grossen und leichtgängigen Räder sind mit zwei feststellbaren Bremsen ausgestattet. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **150 kg** getestet und zugelassen.



TECHNISCHE DATEN	GEPARD
Gesamtbreite offen/geschlossen	68,8 cm/22,5 cm
Sitzbreite	46 cm
Länge	66 cm
Sitzhöhe	62 cm
Höhe der Handgriffe (einstellbar)	74–120 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche	5 kg
Gesamtgewicht	5,5 kg
Bremsen	2 feststellbar

PREISLISTE MOBILEX ROLLATOREN

ARTIKEL	ARTIKEL NR.	VP INKL.
Rollator Mobilex Leopard Inkl. Rückengurt und Stockhalter		390.00
Rahmenfarben		
Rot (Sitzhöhe 62 cm)	MX312300	390.00
Anthrazit (Sitzhöhe 62 cm)	MX312310	390.00
Silber (Sitzhöhe 62 cm)	MX312320	390.00
Anthrazit (Sitzhöhe 55 cm)	MX312350	390.00
Rollator Mobilex Buffalo HD Version Inkl. Rückengurt und Stockhalter	MX312360	590.00
Rollator Mobilex Gepard Carbonrahmen Inkl. Stockhalter	MX312400	590.00
Rollator Mobilex Tiger Mit Unterarmauflage	MX312200	790.00
Rollator Mobilex Impala		
Standard	MX312060	169.00
extra hoch	MX312061	199.00
extra breit	MX312062	199.00
Rollator Mobilex Jaguar	MX312100	249.00
Gehtrainer Mobilex Bison	MX313300	949.00
Zubehör		
Regenschirm mit Halterung	MX312500	120.00
Sitzauflage fest mit Polster	MX312505	75.00
Stockhalter	MX312510	29.50
Schleifbremse	MX312515	95.00
Tablett	MX312520	48.00
Einhandbremse (Kabelzug)	MX312525	95.00
Rückengurt	MX312530	55.00



ROLLATOREN

IMPALA

Der «Impala» Leichtgewichtsrollator hat einen blau-metallic farbigen **Aluminium-Rahmen**. Das Faltsystem ermöglicht ein Zusammenklappen und reduziert den Platzbedarf im gefalteten Zustand auf ein Minimum. Der Rollator ist mit Stockhalter, sowie gepolsterter Rückenlehne und einer praktischen Tasche unter dem Sitz ausgestattet. Leicht zum Auf- und Zuklappen ist der Rollator mit seinen großen 190 mm Rädern für eine Verwendung sowohl im Freien wie in geschlossenen Räumen geeignet. Die anatomisch geformten Schiebegriffe lassen sich in der Höhe an den Benutzer anpassen und ermöglichen ein bequemes und sicheres Vorankommen. Der Rollator ist mit zwei feststellbaren Bremsen an den Hinterrädern ausgestattet.



TECHNISCHE DATEN	STANDARD	HOCH	BREIT
Schiebegriff- bzw. Gesamthöhe (einstellbar)	78,5–92,5 cm	90–104,5 cm	78,5–92,5 cm
Gesamtbreite	60,6 cm	63,5 cm	66,6 cm
Gesamtlänge (offen)	69,7 cm	74,5 cm	70 cm
Faltmaß HxBxT in cm	94,5x60,6x33	104,5x63,5x32,5	94,5x66,6x33
Sitzhöhe	53 cm	63 cm	53 cm
Innere Breite auf Schiebegriffe-Höhe	47,7 cm	49 cm	53 cm
Breite des Sitzes	35,5 cm	35,5 cm	40,5 cm
Tiefe des Sitzes	32,5 cm	32,5 cm	32,5 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg	150 kg	150 kg
Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche	5 kg	5 kg	5 kg
Gewicht	7,5 kg	8,2 kg	7,2 kg
Bremsen	2 feststellbar	2 feststellbar	2 feststellbar

LEOPARD

Der Mobilex Rollator «Leopard» hat einen **Aluminium-Rahmen**, der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfalten lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Er hat grosse, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist Grundlage für bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmässig verfügt der Rollator «Leopard» über eine Faltsicherung, eine abnehmbare Einkaufstasche sowie einen Rückengurt. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **150 kg** getestet und zugelassen.



TECHNISCHE DATEN	LEOPARD
Gesamtbreite offen/geschlossen	62 cm/22,5 cm
Sitzbreite	46 cm
Länge	66 cm
Sitzhöhe	62 cm
Höhe der Handgriffe (einstellbar)	95–120 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche	5 kg
Gesamtgewicht	6,9 kg
Bremsen	2 feststellbar

BUFFALO

Der Mobilex Rollator «Buffalo» hat einen **Aluminium-Rahmen**, der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfalten lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Seine Struktur wurde mit zusätzlichen Elementen verstärkt. Er hat grosse, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist Grundlage für bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmässig verfügt der Rollator «Buffalo» über eine Faltsicherung, eine abnehmbare Einkaufstasche sowie einen Rückengurt. Darüber hinaus ist eine grosse Auswahl an Zubehör verfügbar. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **200 kg** getestet und zugelassen.



TECHNISCHE DATEN	BUFFALO
Gesamtbreite offen/geschlossen	68,8 cm/22,5 cm
Sitzbreite	55 cm
Länge	66 cm
Sitzhöhe	62 cm
Höhe der Handgriffe (einstellbar)	74–120 cm
Max. Belastbarkeit	200 kg
Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche	5 kg
Gesamtgewicht	7,9 kg
Bremsen	2 feststellbar