

ROLLATOREN

Eigenständig mobil bleiben mit bewährten Produkten



ORTHO TEAM
WIR BEWEGEN MEHR





SPÜRBARE QUALITÄT UND SERVICE

Die dargestellten Produkte zeigen die praxisgeprüfte Auswahl von Rollatoren und Gehilfen die erfolgreich vom ORTHO-TEAM und der Gelbart AG eingesetzt werden. Die gute Produktqualität zeichnet sich durch die Zuverlässigkeit, Funktionalität, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Ästhetik aus.

Gerne beraten wir Sie persönlich damit Sie den geeigneten Rollator oder die Gehilfe erstmals testen können. Um die Langlebigkeit der Produkte zu garantieren, steht Ihnen für Wartungen und Reparaturen unser Serviceteam gerne zur Verfügung.

DEN ROLLATOR RICHTIG BEWEGEN UND EINSTELLEN?



PUMA AIR

Der **Puma Air** Rollator ist ein neuentwickelter Outdoor-Rollator in hoher Qualität. Der Rollator hat einen Aluminiumrahmen in mattschwarz, sowie extra großen 12'' Luftreifen (295 mm), die für mehr Stabilität auf schwierigem Untergrund sorgen. Die Schiebegriffe können einfach und ohne Werkzeug in der Höhe verstellt werden. Darüber hinaus kann der Rollator sehr leicht mit einem Handgriff gefaltet werden, indem die Schlaufe am Sitz nach oben gezogen wird. Standardmäßig verfügt der Puma Air über einen Rückengurt, Getränk- und Stockhalter sowie eine geschlossene Transporttasche.

Mit seinen grossen Luftreifen eignet sich der Puma Air Rollator besonders für den Aussenbereich, aber auch für den Innenbereich, da er nur 65 cm breit ist.



Erhältliche Farben:



TECHNISCHE DATEN

PUMA AIR

Gesamtbreite offen / geschlossen	65 cm / 26 cm
Sitzbreite	40 cm
Länge	76,4 cm
Sitzhöhe	59 cm
Höhe der Handgriffe (einstellbar)	82 – 99 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche	5 kg
Gesamtgewicht	9,8 kg
Bremsen	2 weg, feststellbar

PANDA COMFORT

Der Leichtgewichtrollator **Panda Comfort** hat einen Aluminiumrahmen und ist serienmässig mit einem Rückengurt ausgestattet, der bei der Benutzung des Sitzes für Sicherheit und Halt sorgt. Der Sitz ist aus strapazierfähigem, langlebigen Nylon gefertigt. An der Vorderseite ist eine geschlossene Einkaufstasche angebracht, die mit zwei Griffen versehen ist, so dass sie leicht abgenommen und separat getragen werden kann.

Die grossen, weichen Räder machen den Rollator sehr leicht manövrierbar und stabil für den Einsatz im sowohl Innen- als auch Außenbereich. Darüber hinaus sorgen die grossen Räder auch für eine gute Stossdämpfung. Die Schiebegriffe lassen sich sehr einfach und ohne Werkzeug in der Höhe verstellen. Die Bremsen sind leichtgängig und feststellbar. Am Rahmen nahe den

Hinterrädern sind zwei Kipp-Pedale angebracht, um das Überwinden von kleineren Hindernissen zu erleichtern.

Standardmässig verfügt der Rollator über eine Transportsicherung, geschlossene Einkaufstasche, einen Rückengurt und Stockhalter.



Erhältliche Farben:



TECHNISCHE DATEN

PANDA COMFORT

Gesamtbreite offen/geschlossen	65 cm / 26,5 cm
Sitzbreite	45 cm
Länge	77,5 cm
Sitzhöhe	59 cm
Höhe der Handgriffe (einstellbar)	77,5 – 99 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche	5 kg
Gesamtgewicht	9,5 kg
Bremsen	2 weg, feststellbar

LEOPARD

Der Mobilex Rollator «**Leopard**» hat einen **Aluminium-Rahmen**, der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfalten lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Er hat grosse, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist Grundlage für bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmässig verfügt der Rollator «Leopard» über eine Faltsicherung, eine abnehmbare Einkaufstasche sowie einen Rückengurt. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **150 kg** getestet und zugelassen. **Erhältlich in Sitzhöhe 55 cm (in Rot und Anthrazit) und 62 cm in allen Farben.**



Erhältliche Farben:



TECHNISCHE DATEN

LEOPARD

Gesamtbreite offen/geschlossen	62 cm/22,5 cm
Sitzbreite	46 cm
Länge	66 cm
Sitzhöhe	55 cm und 62 cm
Höhe der Handgriffe (einstellbar)	79 – 99 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche	5 kg
Gesamtgewicht	6,9 kg
Bremsen	2 weg, feststellbar

GEPARD

Der Mobillex Rollator «**Gepard**» hat einen Rahmen aus **Kohlefaser** und weiteren Teilen aus Aluminium. Er hat ein Kreuzgelenk zum Zusammenfallen. Insgesamt ist die Struktur sehr leicht, bietet aber eine hohe Stabilität gekoppelt mit einer extremen Leichtgängigkeit.

Die Schiebegriffe lassen sich in der Höhe an die Grösse des Benutzers anpassen. Der Rollator hat einen textilen Sitz um dem Benutzer ein bequemes Sitzen zu ermöglichen. Der Rückengurt und Stockhalter ist inklusive. Die abnehmbare Tragetasche lässt sich auch als bequeme Einkaufstasche verwenden. Die grossen und leichtgängigen Räder sind mit zwei feststellbaren Bremsen ausgestattet. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **150 kg** getestet und zugelassen. **Erhältlich in Sitzhöhe 55cm (schwarz) und 62 cm. Das Modell HD ist nur in schwarz erhältlich.**



Erhältliche Farben:



TECHNISCHE DATEN	GEPARD	HD
Gesamtbreite offen/geschlossen	62 cm / 22,5 cm	68,8 cm / 22,5 cm
Sitzbreite	46 cm	55 cm
Länge	66 cm	66 cm
Sitzhöhe	55 cm und 62 cm	62 cm
Höhe der Handgriffe (einstellbar)	74 – 120 cm	74 – 120 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg	200 kg
Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche	5 kg	5 kg
Gesamtgewicht	5,5 kg	5,7 kg
Bremsen	2 weg, feststellbar	2 weg, feststellbar

EXEL LITE WALK II

Der **Excel Litewalk II Rollator** ist mit ergonomischen Schiebegriffen ausgestattet, die zudem in fünf Höhen verstellbar sind, was ideal für größere Menschen ist. Die Sitzhöhe lässt sich einfach über einen Verstellknopf einstellen. Der Rollator verfügt über einen bequemen, extra gepolsterten festen Sitz, der für mehr Komfort und ein sicheres Gefühl sorgt. Der Sitz des Excel Litewalk ist klappbar und zudem mit einem bequemen, waschbaren Sitzpolster ausgestattet. In der Aufbewahrungstasche, die sicher unter dem Sitz positioniert ist, können Sie einige Dinge problemlos mitnehmen. Selbstverständlich ist der Excel Litewalk mit leicht bedienbaren (Feststell-) Bremsen, einem sicheren Verriegelungssystem und Bremskabelführungen ausgestattet. All dies macht den Excel Litewalk zu einem idealen Rollator für den täglichen Gebrauch.



TECHNISCHE DATEN

STANDARD

Schiebegriff- bzw. Gesamthöhe (einstellbar)	82,5 – 101 cm
Gesamtbreite	62,5 cm
Gesamtlänge (offen)	68 cm
Sitzhöhe verstellbar	51 – 59,5 cm
Innere Breite auf Schiebegriff-Höhe	46 cm
Breite des Sitzes	36,3 cm
Tiefe des Sitzes	36,3 cm
Max. Belastbarkeit	136 kg
Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche	5 kg
Gewicht	7,3 kg
Bremsen	2 weg, feststellbar

Der «**Mobilex Lion Outdoor Rollator**» ist ein für abseits asphaltierter und gepflasterter Wege entwickelter Rollator, der mit seinen grossen Rädern auch vor Hindernissen nicht zurückschreckt bei denen Sie mit anderen Rollatoren nur schwerlich weiterkommen würden. Die grossen und weichen Räder gewährleisten eine bequeme Fahrt auch über holpriges Kopfsteinpflaster und nicht ganz ebene Kies- oder Feldwege. Der Rollator lässt sich für einen geringen Platzbedarf leicht in Querrichtung zusammenfallen und ist daher sehr leicht im Auto zu transportieren oder zu Hause abzustellen. Er verfügt serienmässig über eine reissfeste bequeme textile Sitzfläche, eine abnehmbare Einkaufstasche, einen Stockhalter und einen Rückengurt. Der Rollator ist in

zwei Farben (braun oder anthrazitgrau) lieferbar und für ein Nutzergewicht von **200 kg** getestet und zugelassen.



Erhältliche Farben:



TECHNISCHE DATEN	SITZHÖHE 53 cm	SITZHÖHE 62 cm
Gesamtbreite offen/geschlossen	69 cm/27 cm	69 cm/27 cm
Sitzbreite	56 cm	56 cm
Länge (Tiefe)	76 cm	76 cm
Höhe der Schiebegriffe (einstellbar)	78 – 90 cm	90 – 112 cm
Max. Belastbarkeit	200 kg	200 kg
Max. Belastbarkeit der Tasche	5 kg	5 kg
Gesamtgewicht	9,4 kg	9,7 kg
Bremsen	2 weg, feststellbar	2 weg, feststellbar
Radgrössen vorne	285x44 mm	285x44 mm
Radgrössen hinten	235x44 mm	235x44 mm

JAGUAR

Der Rollator **Jaguar** hat einen Rahmen aus **Aluminium** und kann leicht zusammengeklappt werden. Insgesamt ist die Struktur sehr leicht, bietet aber eine hohe Stabilität, gekoppelt mit einer extremen Leichtgängigkeit. Standardmässig verfügt der Rollator Jaguar über eine Tasche und ein abnehmbares Tablett. Die grossen und leichtgängigen Räder sind mit 2 feststellbaren Bremsen ausgestattet, die mittels eines über die gesamte Rollatorbreite laufenden Bügels betätigt werden. Der Rollator ist nur für die Nutzung im Innenbereich zugelassen und ist für ein Benutzergewicht bis **100 kg** getestet und zugelassen.



Erhältliche Farben:



TECHNISCHE DATEN

JAGUAR

Gesamtbreite	54 cm
Gesamtlänge offen/geschlossen	66 cm/26 cm
Gesamthöhe	83,5 – 102 cm
Max. Belastbarkeit	100 kg
Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche	5 kg
Gesamtgewicht	6,6 kg
Bremsen	2 weg, feststellbar

ROLLZ MOTION 2-IN-1

Der **Rollz Motion** eignet sich perfekt für diejenigen, die ihr Leben weiterhin aktiv gestalten möchten, aber ihre Grenzen nicht genau ein-

schätzen können. Mit dieser **2-in-1 Gehhilfe** können Sie bequem spazieren und den Rollator bei Bedarf in einen Rollstuhl verwandeln.



Grösse:
Standard und Small

Erhältliche Farben:



TECHNISCHE DATEN

ROLLZ MOTION

Gesamtbreite offen / gefaltet	67 cm / 31 cm
Gesamtlänge	63 cm
Sitzbreite / Tiefe	45 cm / 42 cm
Sitzhöhe Standard und Small	55 cm und 50 cm
Griffhöhe Standard und Small	87– 98 cm und 82 – 94 cm
max. Belastbarkeit	125 kg
Gesamtgewicht	11,6 kg
Bremsen	Trommelbremsen
Räder	8 Zoll und 12 Zoll

BUFFALO

Der Mobilex Rollator «**Buffalo**» hat einen **Aluminium-Rahmen**, der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfallen lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Seine Struktur wurde mit zusätzlichen Elementen verstärkt. Er hat grosse, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist Grundlage für bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmässig verfügt der Rollator «Buffalo» über eine Faltsicherung, eine abnehmbare Einkaufstasche sowie einen Rückengurt. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **200 kg** getestet und zugelassen.



TECHNISCHE DATEN

BUFFALO

Gesamtbreite offen/geschlossen	68,8 cm / 22,5 cm
Sitzbreite	55 cm
Länge	66 cm
Sitzhöhe	62 cm / 55 cm
Höhe der Handgriffe (einstellbar)	74 – 120 cm
Max. Belastbarkeit	200 kg
Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche	5 kg
Gesamtgewicht	7,9 kg
Bremsen	2 weg, feststellbar

TIGER

Der Mobilex **Arthritis-Rollator «Tiger»** hat einen **Aluminium-Rahmen**, der sich für Aufbewahrung und Transport leicht zusammenfallen lässt. Der Rollator ist ausgesprochen stabil und leicht manövrierbar. Er hat grosse, leichtlaufende Räder und verfügt über leichtgängige und arretierbare Bremsen. In Fahrstellung ist er gegen unerwünschtes Entriegeln gesichert. Die optimale und steife Konstruktion des Rahmens und der Griffe ist Grundlage für bestmöglichen Bedienkomfort. Standardmässig verfügt der Rollator «Tiger» über eine Transportsicherung und eine abnehmbare Einkaufstasche. Der Rollator ist für ein Benutzergewicht bis **150 kg** getestet und zugelassen.

Der «Tiger» verfügt über dieselben Eigenschaften wie der Rollator «Leopard», hat aber an Stelle der Handgriffe stabile Unterarmauflagen. Es gibt zwei Modelle; eines mit fixen sowie eines mit drehbaren Armauflagen.

Erhältliche Farben:



TECHNISCHE DATEN	TIGER
Gesamtbreite offen/geschlossen	68,8 cm / 22,5 cm
Sitzbreite	46 cm
Länge	66 cm
Sitzhöhe	62 cm
Höhe der Unterarmauflage (einstellbar)	74,5 – 102 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche	5 kg
Gesamtgewicht	7,6 kg
Bremsen	2 weg, feststellbar

TAURUS H BASIC

Der **Taurus Walker** mit einstellbaren Handgriffen ermöglicht gehbehinderten Personen das sichere und wendige Fortbewegen. Die beiden Armauflagen mit den integrierten Handgriffen lassen sich exakt auf die Körpermasse der Benutzer einstellen und vermitteln somit ein hohes Sicherheitsgefühl. Der Taurus ist geeignet für Therapiestellen, Heime, Spitäler sowie für den privaten Bereich.



TECHNISCHE DATEN

TAURUS H BASIC

Gesamtbreite offen/geschlossen	68,8 cm / 22,5 cm
Sitzbreite	55 cm
Länge	66 cm
Sitzhöhe	62 cm / 55 cm
Höhe der Handgriffe (einstellbar)	74 – 120 cm
Max. Belastbarkeit	200 kg
Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche	5 kg
Gesamtgewicht	7,9 kg
Bremsen	2 weg, feststellbar

TAURUS H PREMIUM

MIT HANDBREMSE

Der **Taurus Walker** mit einstellbaren Handgriffen ermöglicht gehbehinderten Personen das sichere und wendige Fortbewegen. Die beiden Armauflagen mit den integrierten Handgriffen lassen sich exakt auf die Körpermasse der Benutzer einstellen und vermitteln somit ein hohes Sicherheitsgefühl. Der Taurus ist geeignet für Therapiestellen, Heime, Spitäler sowie für den privaten Bereich.



TECHNISCHE DATEN

TAURUS H PREMIUM








Gesamtbreite offen/geschlossen	68,8 cm / 22,5 cm
Sitzbreite	46 cm
Länge	66 cm
Sitzhöhe	62 cm
Höhe der Unterarmauflage (einstellbar)	74,5 – 102 cm
Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Belastbarkeit der Einkaufstasche	5 kg
Gesamtgewicht	7,6 kg
Bremsen	2 weg, feststellbar



PREISLISTE

	ARTIKEL		ARTIKEL-NR.	VP INKL.
	Puma Air* Mattschwarz / Rot	Sitzhöhe 59 cm	MX31250	630.00
	Panda Comfort* Dunkelblau	Sitzhöhe 59 cm	MX31290	630.00
	Rollator Leopard* Rot	Sitzhöhe 62 cm	MX31231	430.00
	Anthrazit	Sitzhöhe 62 cm	MX31231	430.00
	Silber	Sitzhöhe 62 cm	MX31231	430.00
	Blau	Sitzhöhe 62 cm	MX31231	430.00
	Grün	Sitzhöhe 62 cm	MX31231	430.00
	Anthrazit	Sitzhöhe 55 cm	MX31231	430.00
	Rot	Sitzhöhe 55 cm	MX31231	430.00
	Leopard mit speed control		MX312U33	1180.00
	Rollator Gepard* Carbon	Sitzhöhe 62 cm	MX31240	630.00
	Gelb	Sitzhöhe 62 cm	MX31240	630.00
	Lila/schwarz	Sitzhöhe 62 cm	MX31240	630.00
	Carbon	Sitzhöhe 55 cm	MX31240	630.00
	Carbon Rollator HD	200 kg	MX31242	710.00
	Exel Lite Walk II Sitzhöhe 51 – 59,5 cm		LK10000	265.00
	Rollator Lion* Braun	Sitzhöhe 62 cm	MX31237	630.00
	Anthrazit	Sitzhöhe 62 cm	MX31237	630.00
	Braun	Sitzhöhe 53 cm	MX31237	630.00
	Anthrazit	Sitzhöhe 53 cm	MX31237	630.00
	Rollator Jaguar Orange		MX31241	273.00
	Blau		MX31241	273.00
	Champagne		MX31241	273.00
	Lila		MX31241	273.00

PREISLISTE

	ARTIKEL		ARTIKEL-NR.	VP INKL.
	Rollator ROLLZ MOTION 2-in-1			
	Weiss		PF2010RM0010	995.00
	Blau		PF2010RM0011	995.00
	Schwarz		PF2010RM0012	995.00
	Violett		PF2010RM0013	995.00
	ROLLZ MOTION Performance			
	Dschungelgrün		PF2010RM0014	1'265.00
	ROLLZ FLEX			
	Schwarz		PF3010RF0005	579.00
	Weiss		PF3010RF0003	579.00
	Rollator Buffalo HD Version*			
	Sitzhöhe 62 cm		MX31238	630.00
	Sitzhöhe 55 cm		MX31238	630.00
	Rollator Tiger, Armlehne drehbar			
	Braun		MX31221	990.00
	Anthrazit Outdoor		MX31222	1'150.00
	Braun Outdoor		MX31222	1'150.00
	Rollator Tiger, Standard			
	Braun		MX31220	840.00
	Anthrazit		MX31220	840.00
	Taurus H Basic			
	Sitzhöhe 62 cm / 55 cm		TO814785	1'670.00
	Taurus H Premium (mit Handbremse)			
	Sitzhöhe 62 cm		TO814787	2'280.00

Zubehör für Leopard, Gepard, Lion, Buffalo

Regenschirm mit Halterung	MX312500	120.00	Tablett	MX312520	48.00
Sitzaufgabe gepolstert	MX312505	75.00	Einhandbremse (Kabelzug)	MX312525	95.00
Stockhalter	MX312510	29.40	Rückengurt	MX312530	55.00
Schleifbremse	MX312515	105.50	Regencap	MX279013	65.20

*Inkl. Rückengurt und Stockhalter rechts

VOR ORT
TESTEN

BEWEGUNG MADE IN SWITZERLAND

BERN

T. 031 388 89 89
reha@ortho-team.ch

BURGDORF

T. 034 420 10 10
burgdorf@ortho-team.ch

THUN

T. 033 222 30 55
thun@ortho-team.ch

NATERS

T. 027 923 24 24
wallis@ortho-team.ch

BASEL

T. 061 691 17 35
basel@gelbart.ch

SOLOTHURN

T. 032 624 11 55
solothurn@ortho-team.ch

LUZERN

T. 041 429 08 08
luzern@ortho-team.ch

LUZERN REHA

T. 041 367 70 17
info@gelbart.ch

ZÜRICH

T. 044 422 46 22
zuerich@ortho-team.ch

SCHAFFHAUSEN

T. 052 625 21 12
schaffhausen@ortho-team.ch

WINTERTHUR

T. 052 209 01 90
winterthur@ortho-team.ch

ST. GALLEN

T. 071 222 63 44
stgallen@ortho-team.ch

AARAU

T. 062 388 03 06
aarau@ortho-team.ch

Anerkannter Partner bei Unfallversicherungen und Krankenkassen